

Каталог продукции

Angioline[®]

interventional device

Шовные материалы

ООО "Ангиолайн"
630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 18
тел./факс: (383) 363-97-62, (383) 363-97-21
e-mail: suture@angioline.ru, www.angioline.ru

Angioline[®]
interventional device

Содержание


Синтетические рассасывающиеся хирургические шовные материалы

КЛЕОСОРБ (Полиглактин 910)

Общие сведения.....	6
Колющая игла, 1/2 окружности.....	7
Колющая игла, 3/8 окружности.....	10
Колющая игла, 5/8 окружности.....	10
Колюще-режущая игла, 1/2 окружности.....	11
Колюще-режущая игла, 3/8 окружности.....	12
Колюще-режущая игла, 5/8 окружности.....	12
Обратно-режущая игла, 1/2 окружности.....	12
Обратно-режущая игла, 3/8 окружности.....	13
Режущая игла, 1/2 окружности	14
Режущая игла, 3/8 окружности	14
Режущая игла, 5/8 окружности	15
Режущая прямая игла	15
Тупоконечная игла, 1/2 окружности.....	15
Тупоконечная игла, 3/8 окружности.....	16
Без иглы (Лигатура).....	17
Обозначения характера прокалывания иглы	19

КЛЕОСОРБ (Полиглактин 910)

Синтетический рассасывающийся плетеный хирургический шовный материал с покрытием



КЛЕОСОРБ (Полиглактин 910)

КЛЕОСОРБ – синтетический рассасывающийся плетеный хирургический шовный материал из полиглактина 910 с покрытием из полиглактина 370 и стеарата кальция, применяющийся для аппроксимации мягких тканей и наложения лигатур.

Многофиламентная плетеная хирургическая нить обладает хорошими манипуляционными свойствами и надежно фиксирует узлы.

Профиль рассасывания

Уменьшение показателя прочности на разрыв в течение срока имплантации и окончательное рассасывание шовного материала КЛЕОСОРБ происходит посредством гидролиза.

Дни имплантации	Приблизительная остаточная прочность (для нитей 6-0 USP и больше)
14 дней	75%
21 день	50%
28 дней	25%

Полное рассасывание шовного материала КЛЕОСОРБ обычно наступает через 70 дней.







Хирургические иглы

Хирургические иглы изготовлены из твердоволоконной нержавеющей стали AISI302 и покрыты силиконом. Хирургические иглы отличаются остротой, прочностью при изгибе и пластичностью, что обеспечивает повышенные стойкость к излому и уровень безопасности.

Аналоги других производителей







Angioline [®] interventional device	Аналоги других производителей		
	Ethicon	B.Braun	Covidien
КЛЕОСОРБ	Vicryl	Novosyn	Polysorb

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)						
		1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)
 RB-2 (13 мм)	45						KL6830 □	KL6820 □
	45						KM6830 ■	KM6820 ■
	75					KM6843 ■	KM6833 ■	KM6823 ■
 RB-1 (17 мм)	75					KM6643 ■	KM6633 ■	
 SH-2 (20 мм)	75				KM7653 ■	KM7643 ■		
 SH-1 (22 мм)	45				KM7450 ■			
	70				KL7452 □			
	70				KM7452 ■	KM7442 ■		
	75					KM7443 ■		
 SH (26 мм)	70		KM7272 ■			KM7242 ■		
	75			KM7263 ■	KM7253 ■			
	90		KM7274 ■			KM7244 ■		
 CT-2 (26 мм)	70	KM3082 ■						
	90	KM3084 ■		KM3064 ■				





■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)				
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)
 MO-5 (31 мм)	75		KM4883 ■	KM4873 ■		
 MH-1 (31 мм)	75		KM4483 ■	KM4473 ■	KM4463 ■	KM4453 ■
 MH (36 мм)	70			KM4372 ■		
	75		KM4383 ■	KM4373 ■	KM4363 ■	
	90			KM4374 ■	KM4364 ■	
 CT-1 (36 мм)	45		KM2980 ■			
	75	KM2993 ■				
	90	KM2994 ■		KL2974 □		
 CT (40 мм)	75	KM2893 ■	KM2883 ■	KM2873 ■	KM2863 ■	
	90	KM2894 ■	KM2884 ■	KM2874 ■		
 MO-2 (40 мм)	70		KM4682 ■	KM4672 ■	KM4662 ■	
	75		KM4683 ■	KM4673 ■	KM4663 ■	
	90		KM4684 ■	KM4674 ■		

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ





Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)			
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)
 <p>MO-45 (45 мм)</p>	75	KM4793 ■	KM4783 ■	KM4773 ■	
	90	KM4794 ■			
 <p>CTX (48 мм)</p>	75	KM3493 ■	KM3483 ■	KM3473 ■	
	90			KL3474 □	
	90	KM3494 ■	KM3484 ■	KM3474 ■	
 <p>TP-1 (65 мм)</p>	75				KM8263 ■
 <p>MO-80 (80 мм)</p>	100		KM5085 ■		

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ










































Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)		
		3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)
 C-1 (13 мм)	60		KM1141 	
 BB (17 мм)	45		KM0140 	

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)	
		0 (M3,5)	2-0 (M3)
 UR-5 (36 мм)	70		KM8462 
 UR-4 (40 мм)	75	KM8373 	

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)					
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)
 CC-20 (20 мм)	75					KM1853 	
 V-6 (22 мм)	70					KM9552 	
	75				KM9563 		
 V-7 (26 мм)	75		KM9683 	KM9673 	KM9663 	KM9653 	KM9643 
 V-30 (31 мм)	75		KM8883 	KM8873 	KM8863 	KM8853 	
 V-34 (36 мм)	75	KM8993 	KM8983 	KM8973 	KM8963 		
	90		KM8984 	KM8974 	KM8964 		
 V-37 (40 мм)	75		KL9083 	KL9073 	KL9063 		
	75		KM9083 				
	90		KM9084 	KM9074 	KM9064 		
 V-39 (45 мм)	75	KM9193 	KM9183 	KM9173 	KM9163 		
	90		KM9184 				
 V-80 (80 мм)	75		KM9783 	KM9773 			

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить














КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)				
		2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)
 V-4 (17 мм)	75		KL9253 		KL9233 	

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ







Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)				
		2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)
 UV-17 (17 мм)	75			KL8643 		

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)		
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)
 OS-4 (22 мм)	75	KM5193 		
 CP (40 мм)	75		KM2583 	KM2573 
	90		KM2584 	KM2574 
 CPX (48 мм)	75	KM2793 	KM2783 	KM2773 
	90	KM2794 	KM2784 	

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)				
		2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)
▼ P-1 (11 мм) 	45				KL5230 □	KL5220 □
	45				KM5230 ■	KM5220 ■
▼ PS-3 (16 мм) 	75		KM6453 ■	KM6443 ■	KM6433 ■	
▼ PS-2 (19 мм) 	45		KL6350 □	KL6340 □	KL6330 □	
	45			KM6340 ■		
	75			KL6343 □		
▼ PS (26 мм) 	45		KL6150 □			
	45		KM6150 ■			
	75	KL6163 □	KL6153 □			
▼ PSLX (36 мм) 	75	KM6563 ■				
▼ LS-1 (45 мм) 	75	KM4163 ■				






■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

КЛЕОСОРБ

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)				
		2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)
▲ PC-22 (22 мм) 	45		KL5650 ■			

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)				
		2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)
▲ PC-1 (13 мм) 	45				KL5530 ■	KL5520 ■
▲ PC-3 (16 мм) 	45		KL5850 ■	KL5840 ■	KL5830 ■	
▲ PC-5 (19 мм) 	45		KL5950 ■	KL5940 ■		
	75		KL5953 ■			
▲ PC-26 (26 мм) 	45	KL5760 ■	KL5750 ■	KL5740 ■		
	75	KL5763 ■	KL5753 ■			
▲ PCLX (36 мм) 	75	KL6063 ■	KL6053 ■			


■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

КЛЕОСОРБ



РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)				
		2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)
▲ UX-25 (26 мм) 	75		KL8753 □			
	75		KM8753 ■			

РЕЖУЩАЯ ПРЯМАЯ ИГЛА









Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)				
		2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)
▲ KS-55 (55 мм) 	75	KL3963 □				
▲ KS (60 мм) 	75	KL3863 □				
	75		KM3853 ■			

ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)				
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)
○ МНВ-1 (31 мм) 	75				KM4563 ■	
○ СТВ-1 (36 мм) 	75			KM3373 ■		
	90		KM3384 ■	KM3374 ■		

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)				
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)
 СТВ (40 мм)	75		KM3283 			
	90		KM3284 			
 ВТ-3 (45 мм)	90	KM0594 	KM0584 			
 СТХВ (48 мм)	90		KM3584 			

ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)				
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)
 ВР-5 (65 мм)	100		KM0285 			

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

БЕЗ ИГЛЫ (ЛИГАТУРА)

	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)								
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)	7-0 (M0,5)
БЕЗ ИГЛЫ (ЛИГАТУРА)	45	KM0090 ■	KM0080 ■	KM0070 ■	KM0060 ■	KM0050 ■	KM0040 ■	KM0030 ■	KM0020 ■	KM0010 ■
	60	KM0091 ■	KM0081 ■	KM0071 ■	KM0061 ■	KM0051 ■	KM0041 ■	KM0031 ■	KM0021 ■	KM0011 ■
	70	KM0092 ■	KM0082 ■	KM0072 ■	KM0062 ■	KM0052 ■	KM0042 ■	KM0032 ■	KM0022 ■	KM0012 ■
	75	KM0093 ■	KM0083 ■	KM0073 ■	KM0063 ■	KM0053 ■	KM0043 ■	KM0033 ■	KM0023 ■	KM0013 ■
	90	KM0094 ■	KM0084 ■	KM0074 ■	KM0064 ■	KM0054 ■	KM0044 ■	KM0034 ■	KM0024 ■	KM0014 ■
	150	KM0097 ■	KM0087 ■	KM0077 ■	KM0067 ■	KM0057 ■	KM0047 ■	KM0037 ■	KM0027 ■	KM0017 ■
	180	KM0098 ■	KM0088 ■	KM0078 ■	KM0068 ■	KM0058 ■	KM0048 ■	KM0038 ■	KM0028 ■	KM0018 ■
	250	KM0099 ■	KM0089 ■	KM0079 ■	KM0069 ■	KM0059 ■	KM0049 ■	KM0039 ■	KM0029 ■	KM0019 ■

■ – фиолетовая нить, □ – неокрашенная нить

БЕЗ ИГЛЫ (ЛИГАТУРА)

	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)								
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)	7-0 (M0,5)
БЕЗ ИГЛЫ (ЛИГАТУРА)	45	KL0090 ■	KL0080 ■	KL0070 ■	KL0060 ■	KL0050 ■	KL0040 ■	KL0030 ■	KL0020 ■	KL0010 ■
	60	KL0091 ■	KL0081 ■	KL0071 ■	KL0061 ■	KL0051 ■	KL0041 ■	KL0031 ■	KL0021 ■	KL0011 ■
	70	KL0092 ■	KL0082 ■	KL0072 ■	KL0062 ■	KL0052 ■	KL0042 ■	KL0032 ■	KL0022 ■	KL0012 ■
	75	KL0093 ■	KL0083 ■	KL0073 ■	KL0063 ■	KL0053 ■	KL0043 ■	KL0033 ■	KL0023 ■	KL0013 ■
	90	KL0094 ■	KL0084 ■	KL0074 ■	KL0064 ■	KL0054 ■	KL0044 ■	KL0034 ■	KL0024 ■	KL0014 ■
	150	KL0097 ■	KL0087 ■	KL0077 ■	KL0067 ■	KL0057 ■	KL0047 ■	KL0037 ■	KL0027 ■	KL0017 ■
	180	KL0098 ■	KL0088 ■	KL0078 ■	KL0068 ■	KL0058 ■	KL0048 ■	KL0038 ■	KL0028 ■	KL0018 ■
	250	KL0099 ■	KL0089 ■	KL0079 ■	KL0069 ■	KL0059 ■	KL0049 ■	KL0039 ■	KL0029 ■	KL0019 ■

■ – фиолетовая нить, □ – неокрашенная нить

ХАРАКТЕР ПРОКАЛЫВАНИЯ ИГЛЫ

Обозначение	Описание
	Колющая игла
	Колюще-режущая игла с Y заточкой
	Колюще-режущая игла
	Обратно-режущая игла
	Режущая игла
	Тупоконечная игла

